

Manuál Venušiny Kuličky



Obsah

Obsah.....	2
Česky	3
Bezpečnostní Doporučení	3
Aplikace	3
Délka nošení.....	3
Hygiena	3
Slovensky	4
Bezpečnostné Odporúčania	4
Aplikácia	4
Dĺžka nosenia	4
Hygiena	4
English	5
Safety Recommendations.....	5
Application	5
Duration of wear	5
Hygiene	5
Kontakty / Contacts	6
Česko	6
Slovensko	6
Europe	6

Česky

Bezpečnostní Doporučení

Před použitím odstraňte z intimních partií piercingy a šperky.

Nepoužívejte na podrážděnou nebo poraněnou kůži.

Nepoužívejte při vaginálním zánětu, infekci nebo bezprostředně po porodu bez konzultace s lékařem.

Pokud pocítíte bolest, tlak nebo nepříjemné pocity, ihned kuličky vyjměte.

Aplikace

Pro snadnou aplikaci, naneste malé množství lubrikantu na kuličky i na vstup do vaginy.

Část pro vytažení ponechejte přístupnou.

Délka nošení

Nepřekračujte 2 hodiny denně.

Hygiena

Před prvním (i každým dalším) použitím kuličky omyjte teplou vodou a jemným mýdlem, případně dezinfekcí na erotické pomůcky.

Nechte je důkladně oschnout.

Uchovávejte je v čistém sáčku nebo pouzdru.

Slovensky

Bezpečnostné Odporúčania

Pred použitím odstráňte z intímnych partí piercingy a šperky.

Nepoužívajte na podráždenú alebo poranenú kožu.

Nepoužívajte pri vaginálnom zápale, infekcii alebo bezprostredne po pôrode bez konzultácie s lekárom.

Pokiaľ pocítite bolesť, tlak alebo nepríjemné pocity, ihneď guličky vyberte.

Aplikácia

Pre jednoduchú aplikáciu, naneste malé množstvo lubrikantu na guličky aj na vstup do vagíny.

Časť na vytiahnutie ponechajte prístupnú.

Dĺžka nosenia

Neprekračujte 2 hodiny denne.

Hygiena

Pred prvým (i každým ďalším) použitím guličky umyte teplou vodou a jemným mydlom, prípadne dezinfekciou na erotické pomôcky.

Nechajte ich dôkladne uschnúť.

Uchovávajte ich v čistom sáčku alebo puzdre.

English

Safety Recommendations

Before use, remove piercings and jewelry from intimate areas.

Do not use on irritated or injured skin.

Do not use in case of vaginal inflammation, infection or immediately after childbirth without consulting a doctor.

If you feel pain, pressure or discomfort, remove the balls immediately.

Application

For easy application, apply a small amount of lubricant to the balls and the entrance to the vagina.

Leave the extraction part accessible.

Duration of wear

Do not exceed 2 hours per day.

Hygiene

Before the first (and every subsequent) use, wash the balls with warm water and mild soap, or with a disinfectant for erotic devices.

Let them dry thoroughly.

Store them in a clean bag or case.

Kontakty / Contacts

Česko 545 578 536 info@erosstar.cz Reklamace a kontaktní adresa ErosStar.cz Cejl 91, 602 00 Brno, Česko	Slovensko 02/20812509 info@erosstar.sk Reklamácie a kontaktná adresa ErosStar.sk Cejl 91, 602 00 Brno, Česko	Europe +420 545 578 536 info@erosstar.eu Complaints, returns and contact address ErosStar.eu Cejl 91, 602 00 Brno, CZE
--	---	---